

# ION STREAM 680 PRO



# TESLAMED ION STREAM 680 PRO

Appareil professionnel à usage esthétique

Petit, pratique, léger (390 grammes seulement)



Générateur d'émission de fuses ioniques (il permet d'envoyer des ions positifs et négatifs sur les tissus, grâce auxquels nous obtiendrons une microdermabrasion à une température contrôlée de 45 degrés centigrades, le même va induire une stimulation des cellules fibroblastiques). **BREVET MONDIAL**



Stimulation du collagène et de l'élastine de type réticulaire (tout cela permet de régénérer les tissus dans des temps extrêmement rapides).



Microcurrents d'échantillonnage emballés (énergie capable d'activer le métabolisme en profondeur, alors qu'à la surface, une contraction des fibres est obtenue - rétention des tissus). **BREVET MONDIAL**



Méthode exclusive qui consiste en un mélange de protocoles personnalisables en fonction des objectifs à atteindre.



Véhicule transdermique (méthodique, qui au moyen d'une série d'impulsions avec une fréquence particulière, permet à tout type d'ingrédient actif d'être transporté dans les tissus).



Sûr et hygiénique, à la suite de l'ionisation de l'air, l'équipement produit de l'OZONE, éliminant les risques d'infection.



Le seul appareil au monde qui permet aux instituts de beauté d'offrir à leurs clients plus de 10 soins du visage et du corps.



Dispositif professionnel à usage esthétique - Certification CE - loi 206 du 15 octobre 2015 no. 13/B - Entièrement fabriqué en Italie.

# L'ÈRE DE LA CHIRURGIE SANS SCALPEL COMMENCE

RENTABILITÉ ÉLEVÉE ET EFFICACITÉ MAXIMALE  
- ESTHÉTIQUE AVANCÉE -

**TRAITEMENT CICATRISANT**  
1 SÉANCE SEULEMENT (une semaine après  
le traitement)



**TRAITEMENT POUR LA CHIRURGIE  
DES PAUPIÈRES**  
1 SESSION



**TRAITEMENT ACTIF CONTRE  
L'ACNÉ 3 SESSIONS**



**COLORATION 1 SÉANCE - 6 semaines après  
le traitement**



**TRAITEMENT DES TACHES ET DU LAXISME 1 SESSION**  
- 2 semaines après le traitement



**TONIFIANT/RAFFERMISSANT**  
2 SÉANCES



**TONIFICATION ET RÉTENTION  
DES TISSUS - 1 SESSION**



**TONIFIER/RAFFERMIR - 1 SESSION**



Distribution Suisse Romande

**Vendôme Europe Sàrl**

0041 79 202 31 70

15 rue de Contamines GE